

治験実施に係る検査機器等保守管理確認記録

検査機器等名	血圧計
--------	-----

《日常、使用前自己点検項目》

- ①外観に破損、汚れがないか
- ②電源が入るか
- ③カフが膨らみ、空気が漏れないか
- ④エラー表示されていないか

* 当該製品取り扱い説明書に従った使用をすることで、点検において不具合が生じた場合はメーカーに連絡し修理を依頼する

* 年1回、当院の治験実施に係る血圧計が上記のとおり使用されているか、臨床研究センターが確認する。

確認日 2023年 8 月 22日

※精度管理責任者/臨床研究センター長 :

上月 祐子

検査機器等名	身長計
--------	-----

《日常、使用前自己点検項目》

- ①水平で安全な場所に設置されているか
- ②台座、支柱、カーソルに破損や変形はないか
- ③目盛板に汚れはないか
- ④カーソルは円滑に上下するか

* 当該製品取り扱い説明書に従った使用をすることで、点検において不具合が生じた場合はメーカーに連絡し修理を依頼する

* 年1回、当院の治験実施に係る身長計が上記のとおり使用されているか、臨床研究センターが確認する。

確認日 2023年 8 月 22日

※精度管理責任者/臨床研究センター長 :

上月 祐子